

## 0.1 mL 96 孔 PCR 板，白色，无裙边

### 产品信息

产品名称	货号	规格
0.1 mL 96 孔 PCR 板，白色，无裙边	83553ES03	10 块/包
	83553ES08	10 块/包，5 包/箱

### 材质

采用进口聚丙烯（PP）材质。

### 运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年。

### 产品特点

1. 使用洁净的聚丙烯原料，管壁薄，且厚度均匀，保证良好的热传导。
2. 适用于对应模块规格的荧光定量 PCR 仪。
3. 可搭配使用条状管盖、封板膜。
4. 无热源、无内毒素、无 DNA 酶、无 RNA 酶等污染。

### 注意事项

1. 建议储存在无菌环境下！
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并带一次性手套操作！
3. 本产品仅作科研用途！