

10 μ L 加长吸头袋装-未灭菌

产品信息

产品名称	货号	规格
10 μ L 加长吸头袋装-未灭菌	83011ES03	1000 支/包
	83011ES10	1000 支/包, 10 包/箱

材质

采用进口聚丙烯 (PP) 材质。

运输和保存方法

常温运输, 室温储存, 有效期 3 年。

产品特点

1. 适用于市面上常用移液器, 包括 Gilson、Eppendorf、Sartorius 等进口品牌的移液器。
2. 耐受 -80°C — 121°C , 高温高压后不变形。
3. 采用进口聚丙烯材质, 内壁光滑, 确保精准吸液。
4. 滤芯吸头具有超强疏水性, 疏水滤芯对气溶胶形成一道坚固的屏障, 防止样品与移液器交叉污染。
5. 无热源、无内毒素、无 DNA 酶、无 RNA 酶等污染。

注意事项

1. 建议储存在无菌环境下!
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并带一次性手套操作!
3. 本产品仅作科研用途!