

## 10 $\mu$ L 滤芯袋装吸头

### 产品信息

产品名称	货号	规格
10 $\mu$ L 滤芯袋装吸头	83012ES03	1000 支/包
	83012ES20	1000 支/包, 20 包/箱

### 材质

采用进口聚丙烯 (PP) 材质。

### 运输和保存方法

常温运输, 室温储存, 有效期 3 年。

### 产品特点

1. 适用于市面上常用移液器, 包括 Gilson、Eppendorf、Sartorius 等进口品牌的移液器。
2. 耐受  $-80^{\circ}\text{C}$ ~ $121^{\circ}\text{C}$ , 高温高压后不变形。
3. 采用进口聚丙烯材质, 内壁光滑, 确保精准吸液。
4. 滤芯吸头具有超强疏水性, 疏水滤芯对气溶胶形成一道坚固的屏障, 防止样品与移液器交叉污染。
5. 无热源、无内毒素、无 DNA 酶、无 RNA 酶等污染。

### 注意事项

1. 建议储存在无菌环境下!
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并带一次性手套操作!
3. 本产品仅作科研用途!