

200 μ L 加长滤芯吸头盒装，灭菌

产品信息

产品名称	货号	规格
	83061ES03	96 支/盒
200 μ L 加长滤芯吸头盒装，灭菌	83061ES10	10 盒/中盒
	83061ES50	5 中盒/箱

材质

采用进口聚丙烯（PP）材质。

运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年。

产品特点

1. 适用于市面上常用移液器，包括 Gilson、Eppendorf、Sartorius 等进口品牌的移液器。
2. 耐受 -80°C ~ 121°C ，高温高压后不变形。
3. 采用进口聚丙烯材质，内壁光滑，确保精准吸液。
4. 滤芯吸头具有超强疏水性，疏水滤芯对气溶胶形成一道坚固的屏障，防止样品与移液器交叉污染。
5. 无热源、无内毒素、无 DNA 酶、无 RNA 酶等污染。

注意事项

1. 建议储存在无菌环境下！
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并带一次性手套操作！
3. 本产品仅作科研用途！