

## 多用双面离心管架 56 孔

### 产品信息

产品名称	货号	规格
多用双面离心管架 56 孔	84604ES03	1 个
	84604ES50	50 个/箱

### 材质

采用聚丙烯材质。

### 运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年。

### 产品特点

1. 适配 0.2 mL/0.5 mL/1.5 mL/2 mL 离心管。
2. 可高温高压灭菌。
3. 表面光滑，壁厚均匀，方便清洗。

### 注意事项

1. 建议储存在无菌环境下！
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并带一次性手套操作！
3. 本产品仅作科研用途！