

38 孔程序降温冰盒

产品信息

产品名称	货号	规格
38 孔程序降温冰盒	84601ES03	1 个
	84601ES08	5 个/箱

材质

采用聚丙烯材质，内部冷凝胶。

运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年。

产品特点

1. 可容纳 24 个 1.5 mL 或 2 mL 离心管和 14 个 0.5 mL 离心管。
2. 保温能力出色，用于运输或者实验过程中样品的冷藏保温。
3. 使用前初始储存条件：-20℃, 12-24h。
4. 表面光滑，壁厚均匀，方便清洗。

注意事项

1. 建议储存在无菌环境下！
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并带一次性手套操作！
3. 本产品仅作科研用途！