

双面离心管架 60 孔

产品信息

产品名称	货号	规格
双面离心管架 60 孔	84602ES03	1 个
	84602ES50	50 个/箱

材质

采用聚丙烯材质。

运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年。

产品特点

1. 适配 0.5 mL/1.5 mL/2 mL 离心管。
2. 可高温高压灭菌。
3. 表面光滑，壁厚均匀，方便清洗。

注意事项

1. 建议储存在无菌环境下！
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并带一次性手套操作！
3. 本产品仅作科研用途！