

L 型细胞接种涂布棒，灭菌

产品信息

产品名称	产品编号	规格
L 型细胞接种涂布棒，灭菌	84507ES03	10 支/包
	84507ES50	10 支/包，50 包/箱

材质

采用高品质聚苯乙烯制成。

运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年。

产品特点

1. 使细胞或细菌均匀分布生长在培养皿和培养板表面的理想工具。
2. 表面平滑。
3. 无需火焰及高温高压消毒，使用方便。
4. 伽玛射线灭菌。
5. 无热源、无内毒素、无 DNA 酶、无 RNA 酶等污染。

注意事项

1. 建议储存在无菌环境下！
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并带一次性手套操作！
3. 本产品仅作科研用途！