

巴氏吸管 3.0 mL，独立包装，灭菌

产品信息

产品名称	产品编号	规格
巴氏吸管 3.0 mL，独立包装，灭菌	84202ES03	1 支/包，200 支/袋
	84202ES20	1 支/包，200 支/袋，20 袋/箱

材质

采用透明高分子材料聚乙烯。

运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年。

产品特点

1. 常用于少量液体的吸取、转移或携带等操作，可用于液氮环境。
2. 管体半透明，易控性强。
3. 管身纤细柔软，可弯曲，方便出入微量或特殊容器。
4. 管端可热封，方便液体的携带。
5. 伽玛射线灭菌。
6. 无热源、无内毒素、无 DNA 酶、无 RNA 酶等污染。

注意事项

1. 建议储存在无菌环境下！
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并带一次性手套操作！
3. 本产品仅作科研用途！