

10× PBST 缓冲液

产品信息

产品名称	产品编号	规格
10× PBST 缓冲液	60146ES76	500 mL
10× PBST 缓冲液	60146ES80	500 mL×2

产品描述

PBST 即含吐温-20 的磷酸盐缓冲液, 能够提供相对稳定的离子环境和 PH 缓冲能力, 是生物学中经常使用的缓冲盐溶液。主要用于免疫组化和原位杂交, 酶联免疫等实验中, 清洗免疫印迹膜等。产品为无色液体, pH7.2-7.4, 本产品为 10X 浓缩液, 使用时须用蒸馏水或去离子水溶解配制成 1X 后使用。例如配制 1L PBST(1X), 取 100 mL PBST (10X)加入 900 mL 去离子水混匀即可。

运输和保存方法

室温运输和保存, 长期不使用可 4°C 保存。有效期 1 年。

注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品仅作科研用途!