

HB220225

TBE Buffer, 10×

TBE 缓冲液, 10×

产品信息

产品名称	产品编号	规格
TBE Buffer, 10× TBE 缓冲液, 10×	60144ES76	500 mL
TBE Buffer, 10× TBE 缓冲液, 10×	60144ES80	500 mL×2

产品描述

TBE 即 Tris-Borate-EDTA buffer (Tris-硼酸-EDTA 缓冲液)

TBE 是常用的 DNA 电泳缓冲液, 常用于 PAGE 胶, 也可以用于琼脂糖凝胶。对于分辨率要求不高时, 使用 TAE 和 TBE 均可; 对于分辨率要求比较高时, 较低浓度的胶有利于提高大分子量核酸的分辨率, 此时宜使用 TAE; 而较高浓度的胶有利于提高小分子量核酸的分辨率, 此时宜使用 TBE。

TBE(10X)是 10 倍浓缩的, 使用时须根据具体的实验要求用蒸馏水或去离子水稀释成 1X 或者 0.5X 后使用。

产品性质

中文名称 (Chinese Name)	TBE 缓冲液, 10×
英文名称 (English Name)	TBE Buffer, 10×
外观 (Appearance)	无色澄清液体

运输和保存方法

室温运输和保存, 有效期 1 年。

注意事项

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。