

HB220225

TE Buffer, 1×**TE 缓冲液, 1×****产品信息**

产品名称	产品编号	规格
TE Buffer, 1× TE 缓冲液, 1×	60143ES76	500 mL
TE Buffer, 1× TE 缓冲液, 1×	60143ES80	500 mL×2

产品描述

TE (Tris-EDTA 缓冲液)即 Tris-EDTA buffer(10mM Tris, 1mM EDTA, pH8.0), 常用分子生物学试剂, 用于 DNA 的溶解等。本产品为即用型 1×TE 缓冲液。

产品性质

中文名称 (Chinese Name)	TE 缓冲液, 1×
英文名称 (English Name)	TE Buffer, 1×
外观 (Appearance)	无色澄清液体
pH	7.9-8.1

运输和保存方法

室温运输和保存, 有效期 1 年。

注意事项

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。