

Lyo-Taq Storage Buffer

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Lyo-Taq Storage Buffer	11376ES10	10 mL
	11376ES60	50 mL

产品描述

本产品属于无甘油 Taq 酶稀释液，适用于 Taq 酶的稀释和配制。稀释液中添加了 Taq 酶保护剂，可以增加 Taq 酶的活性和稳定性，减少 Taq 酶的非特异性扩增，提高试验的特异性和灵敏度。

本产品使用 DEPC 水配置，且不含影响冻干的甘油组分，有利于冻干版本 PCR mix 的制备。

产品组分

编号	组分名称	产品编号/规格	
		11376ES10 (10 mL)	11376ES60 (50 mL)
11376	Lyo-Taq Storage Buffer	10 mL	50 mL

运输与保存方法

冰袋运输。4°C 保存，有效期 2 年。

使用方法

直接用本品对 Taq 酶进行适当倍数的稀释即可。

注：本品已经过过滤除菌处理，为了提高产品的稳定性以及使用寿命，建议在吸取产品时避免细菌污染；产品开启后建议一个月内用完，若是发现有沉淀或者细菌污染请舍弃。

注意事项

- 1) 为了延长稀释液的使用寿命，建议分装保存，同时在无菌环境使用。
- 2) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。