

## 0.2 mL PCR 八联排，平盖，白色

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
0.2 mL PCR 八联排，平盖，白色	83604ES03	125 排/包
	83604ES10	125 排/包，10 包/箱

### 材质

采用进口高品质聚丙烯材料。

### 运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年。

### 产品特点

1. 管壁薄，且厚度均匀，保证良好的热传导。
2. 八联管盖和管体关闭时密封性好，防止蒸发和污染，且易于开盖。
3. 光学平盖具有超透明特点，是荧光发光和实时荧光定量 qPCR 应用的理想选则。
4. 适用于各种 PCR 仪。
5. 无菌、无热源。
6. 不含 RNA 酶、DNA 酶。

### 注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并带一次性手套操作！
2. 本产品仅作科研用途！