

Elisa plate, 酶标板, 透明, 可拆卸 8 孔条, 白色框架

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Elisa plate, 酶标板, 透明, 可拆卸 8 孔条, 白色框架	83650ES03	5 块/盒
	83650ES20	5 块/盒, 20 盒/箱

材质

采用进口高品质聚苯乙烯材料。

运输和保存方法

常温运输, 室温储存, 有效期 3 年。

产品特点

1. 可拆卸设计, 大大提高诊断检测的灵活性。
2. 专为 ELISA 设计, 透明酶标板适用于定量和定性的固相免疫检测和结合检测。
3. 高蛋白吸附性, 空白值低, 高信噪比, 满足各种细胞实验要求。
4. 孔内厚度均匀、孔径大小均一。
5. 反应孔为平底, 孔底透明度高。
6. 无内毒素、无热源。
7. 不含 RNA 酶、DNA 酶。

注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并带一次性手套操作!
2. 本产品仅作科研用途!