

## 10×Tris-Glycine-SDS Running Buffer

### 10×Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液

#### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
10×Tris-Glycine-SDS Running Buffer		
10×Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液	20319ES76	500 mL

#### 产品描述

Tris-Glycine-SDS Running Buffer, 常用作蛋白质 SDS-PAGE 的电泳缓冲液。本缓冲液是 10 倍浓缩液, 在使用前只需用去离子水稀释到 1×工作液即可。1×工作液中含有 25 mM Tris、192 mM Glycine、0.1% SDS。

#### 运输和保存方法

常温运输。室温储存, 有效期 1 年。

#### 注意事项

1. 产品结晶析出属正常现象, 40 度水浴溶解即可。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途!