

## 涡旋混匀仪试管适配器 A4

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
涡旋混匀仪试管适配器 A4	80688ES01	个

### 产品描述

涡旋混匀仪试管适配器 A4 为 80170ES01 涡旋混匀仪配件,与 80682ES01 圆形通用头配合使用,该模块孔径及试管数为  $8 \times \Phi 16 \text{ mm}$  (10 mL 试管)。



### 运输与保存方法

常温运输, 室温保存。

### 注意事项

- 1) 损耗品, 使用时注意避免外力造成的损坏;
- 2) 运输过程, 注意轻拿轻放。