

涡旋混匀仪试管适配器 A3

产品信息

产品名称	产品编号	规格
涡旋混匀仪试管适配器 A3	80687ES01	个

产品描述

涡旋混匀仪试管适配器 A3 为 80170ES01 涡旋混匀仪配件,与 80682ES01 圆形通用头配合使用,该模块孔径及试管数为 $12 \times \Phi 12$ mm (5 mL 试管)。



运输与保存方法

常温运输, 室温保存。

注意事项

- 1) 损耗品, 使用时注意避免外力造成的损坏;
- 2) 运输过程, 注意轻拿轻放。