

涡旋混匀仪试管适配器 A2

产品信息

| 产品名称 | 产品编号 | 规格 |
|---------------|-----------|----|
| 涡旋混匀仪试管适配器 A2 | 80686ES01 | 个 |

产品描述

涡旋混匀仪试管适配器 A2 为 80170ES01 涡旋混匀仪配件,与 80682ES01 圆形通用头配合使用,该模块孔径及试管数为 $15 \times \Phi 10$ mm (1.5~2 mL 试管)。



运输与保存方法

常温运输, 室温保存。

注意事项

- 1) 损耗品, 使用时注意避免外力造成的损坏;
- 2) 运输过程, 注意轻拿轻放。