

## 预制胶开胶器

### 产品信息

| 产品名称   | 产品编号      | 规格 |
|--------|-----------|----|
| 预制胶开胶器 | 80838ES01 | 个  |

### 产品描述

预制胶开胶器专门针对翌圣高分辨率梯度预制胶（Cat#36245-Cat#36256）设计提供，针对翌圣高分辨率梯度预制胶，本产品具有更好的开胶效果。



### 运输与保存方法

常温运输，室温保存。

### 注意事项

- 1) 损耗品，使用时注意避免外力造成的损坏；
- 2) 运输过程，注意轻拿轻放。