

## 26 mm 装柱器

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
26 mm 装柱器	20448ES03	26 mm

### 产品描述

26 mm 装柱器是 YXK26 层析柱的一个配件，装柱器由上盖、透明管、连接器等部件组成，装柱器内径 60 mm，高度 135 mm，柱管的材质为亚克力管。本产品适用于内径 26 mm 且柱床较高的层析空柱。

### 运输和保存方法

室温运输和保存即可。

### 注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品仅作科研用途！

### 相关产品

产品名称	产品编号	价格（元）
YXK26/70 层析空柱	20445ES03	3600.00
YXK26/100 层析空柱	20446ES03	4000.00
16 mm 装柱器	20447ES03	1800.00