


水平电泳凝胶托盘组合

产品信息

产品名称	产品编号	规格
水平电泳凝胶托盘组合	80840ES05	套

产品描述

水平电泳凝胶托盘组合为 80230ES01 HET 高通量水平电泳槽配件，该组合包括 13×13cm 托盘 1 个、13×6.5cm 托盘 1 个、6.5×13cm 托盘 1 个、6.5×6.5cm 托盘 2 个。



运输与保存方法

常温运输，室温保存。

注意事项

- 1) 易碎品，使用时注意避免外力造成的损坏；
- 2) 运输过程，注意轻拿轻放。