


## 水平电泳梳子 7+7/14 孔，0.75 mm 厚

### 产品信息

| 产品名称                      | 产品编号      | 规格 |
|---------------------------|-----------|----|
| 水平电泳梳子 7+7/14 孔，0.75 mm 厚 | 80841ES05 | 个  |

### 产品描述

水平电泳梳子 7+7/14 孔，0.75 mm 厚为 80230ES01 HET 高通量水平电泳槽配件。



### 运输与保存方法

常温运输，室温保存。

### 注意事项

- 1) 易碎品，使用时注意避免外力造成的损坏；
- 2) 运输过程，注意轻拿轻放。