


水平电泳梳子 9+9/19 孔, 0.75 mm 厚

产品信息

产品名称	产品编号	规格
水平电泳梳子 9+9/19 孔, 0.75 mm 厚	80842ES05	个

产品描述

水平电泳梳子 9+9/19 孔, 0.75 mm 厚为 80230ES01 HET 高通量水平电泳槽配件。



运输与保存方法

常温运输, 室温保存。

注意事项

- 1) 易碎品, 使用时注意避免外力造成的损坏;
- 2) 运输过程, 注意轻拿轻放。