


## 水平电泳梳子 12+12/27 孔，1.0 mm 厚

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
水平电泳梳子 12+12/27 孔，1.0 mm 厚	80843ES05	个

### 产品描述

水平电泳梳子 12+12/27 孔，1.0 mm 厚为 80230ES01 HET 高通量水平电泳槽配件。



### 运输与保存方法

常温运输，室温保存。

### 注意事项

- 1) 易碎品，使用时注意避免外力造成的损坏；
- 2) 运输过程，注意轻拿轻放。