

## CT50 mL 离心管灭菌袋装

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
CT50 mL 离心管灭菌袋装	83507ES03	25 支/袋
	83507ES20	25 支/袋, 20 袋/箱

### 材质

采用进口高品质聚丙烯材料。

### 运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年。

### 产品特点

1. 适用于细菌、细胞、蛋白质、核酸等生物样本收集、分离及离心使用。
2. 适配多种品牌型号离心机。
3. 管体上有清晰的黑色刻度线，带白色书写区域，便于标记。
4. 耐温范围：-80℃~121℃。
5. RCF: 12000 x g。
6. 密封盖，密封性好，易旋开可单手操作。
7. 电子束灭菌、无热源。
8. 不含 RNA 酶、DNA 酶。

### 注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并带一次性手套操作！
2. 本产品仅作科研用途！