

恒温混匀仪 A10 模块

产品信息

产品名称	产品编号	规格	价格
恒温混匀仪 A10 模块	80452ES03	个	750

产品描述

恒温混匀仪 A10 模块为 80440ES03 和 80441ES03 恒温混匀仪配件, 该模块为 96×0.2 mL Plate (平底), 需配合 80456ES03 中盖一起使用。



运输与保存方法

常温运输, 室温保存。

注意事项

- 1) 易碎品, 使用时注意破碎, 避免误伤
- 2) 运输过程, 注意轻拿轻放

HB20220628