

恒温混匀仪 A11 模块

产品信息

产品名称	产品编号	规格	价格
恒温混匀仪 A11 模块	80453ES03	个	750

产品描述

恒温混匀仪 A11 模块为 80440ES03 和 80441ES03 恒温混匀仪配件，该模块为 24 × 5 mL，需配合 80456ES03 中盖一起使用。



运输与保存方法

常温运输，室温保存。

注意事项

- 1) 易碎品，使用时注意破碎，避免误伤
- 2) 运输过程，注意轻拿轻放

HB20220628