

## 恒温混匀仪 A12 模块

## 产品信息

| 产品名称         | 产品编号      | 规格 | 价格    |
|--------------|-----------|----|-------|
| 恒温混匀仪 A12 模块 | 80454ES03 | 个  | 1,200 |

## 产品描述

恒温混匀仪 A12 模块为 80440ES03 和 80441ES03 恒温混匀仪配件，该模块为 12 × 15 mL，需配合 80457ES03 高盖一起使用。



## 运输与保存方法

常温运输，室温保存。

## 注意事项

- 1) 易碎品，使用时注意破碎，避免误伤；
- 2) 运输过程，注意轻拿轻放。

HB20220628