

N-Cadherin Rabbit pAb

产品信息

产品名称	产品编号	规格
N-Cadherin Rabbit pAb	30008ES50	50 μ L
	30008ES60	100 μ L

产品描述


该基因编码一种经典的钙粘蛋白和钙粘蛋白超家族成员。选择性剪接导致多种转录变体,其中至少一种编码前原蛋白,经蛋白水解处理生成钙依赖性细胞粘附分子和糖蛋白。这种蛋白质在左右不对称的建立、神经系统的发展以及软骨和骨骼的形成中起作用。

产品性质


别名	CADH2; CDHN; Cadherin-2; N-cad; N-cadherin; NCAD; Neural-cadherin precursor; cadherin; neural;
SwissProt ID	P19022
基因 ID	1000
免疫原	A synthesized peptide derived from human N Cadherin
缓冲液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
分子量	140kDa
克隆类型	Polyclonal Antibody
亚型	IgG
宿主	Rabbit
物种反应	Human,Mouse,Rat
纯化方式	Affinity Purified

应用

稀释比 WB: 1/500-1/2000 IHC: 1/50-1/200



Western blot analysis of N-Cadherin expression in HeLa cell lysate.



Immunohistochemical analysis of paraffin embedded human colon, using N-Cadherin Antibody

运输与保存方法

冰袋运输。-20°C保存，1年有效期。

注意事项

1. 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途！