

TSG101 Rabbit pAb

产品信息

| 产品名称 | 产品编号 | 规格 |
|-------------------|-----------|-------------|
| TSG101 Rabbit pAb | 30010ES50 | 50 μ L |
| | 30010ES60 | 100 μ L |

产品描述


该基因编码的蛋白质属于一组明显不活跃的泛素结合酶同源物。该基因产物包含一个与 stathmin 相互作用的螺旋结构域，stathmin 是一种参与肿瘤发生的细胞质磷蛋白。该蛋白可能在细胞生长和分化中发挥作用，并作为负生长调节剂。在体外稳态表达这种肿瘤易感基因似乎是重要的维持基因组稳定性和细胞周期调控。该基因的突变和选择性剪接在乳腺癌中发生频率很高，这表明在乳腺癌发生和/或进展过程中存在缺陷。

产品性质

| | |
|--------------|---|
| 别名 | TSG101; ESCRT-I complex subunit TSG101; Tumor susceptibility gene 10; Tumor susceptibility protein; VPS23; TSG10; |
| SwissProt ID | Q99816 |
| 基因 ID | 7251 |
| 免疫原 | A synthesized peptide derived from human TSG101 |
| 缓冲液 | phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. |
| 分子量 | 44kDa |
| 克隆类型 | Polyclonal Antibody |
| 亚型 | Rabbit IgG |
| 宿主 | Rabbit |
| 物种反应 | Human,Mouse,Rat |
| 纯化方式 | Affinity Purified |
| 细胞定位 | TSG101; ESCRT-I complex subunit TSG101; Tumor susceptibility gene 10; Tumor susceptibility protein; VPS23; TSG10; |

应用

稀释比 WB: 1/500-1/2000 IHC: 1/50-1/200 ICC/IF: 1/50-1/200 FC: 1/50



Western blot analysis of TSG101 expression in Jurkat cell lysate.

运输与保存方法

冰袋运输。-20°C保存，1年有效期。

注意事项

1. 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途！