

FOXO1 Rabbit pAb

产品信息

产品名称	产品编号	规格
FOXO1 Rabbit pAb	30022ES50	50 μ L
	30022ES60	100 μ L

产品描述


该基因属于具有明显叉头结构域的转录因子叉头家族。该基因的具体功能尚未确定；然而，它可能在肌源性生长和分化中发挥作用。该基因与 PAX3 易位与肺泡型横纹肌肉瘤相关。

产品性质

别名	FKH1; FKHR; FOXO1A; FOXO1.
SwissProt ID	Q12778
基因 ID	2308
免疫原	The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human FKHR. AA range:223-272
缓冲液	Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide, pH 7.3
分子量	Observed MW (kDa):78
克隆类型	Polyclonal Antibody
亚型	IgG
宿主	Rabbit
物种反应	Human,Mouse,Rat,Pig
纯化方式	Affinity Purified


应用

稀释比 WB: 1/500-1/2000 IHC: 1/100-1/300 IF: 1/200-1/1000 ELISA: 1/20000



Western blot detection of FoxO1 in CHO-K1, C6 and HeLa cell lysates using FoxO1 rabbit pAb (1:500 diluted). Predicted band size: 70kDa. Observed band size: 70kDa.

ChIP-PCR detected the FoxO1 binding sites in the AdipoQ promoter region.



运输与保存方法

冰袋运输。-20°C保存，1年有效期。

注意事项

1. 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途！