

Phospho-mTOR (Ser2448) Rabbit pAb

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Phospho-mTOR (Ser2448) Rabbit pAb	30077ES50	50 μ L
	30077ES60	100 μ L

产品描述


该基因编码成熟星形胶质细胞的一种主要中间丝蛋白。在发育过程中，它被用作区分星形胶质细胞和其他胶质细胞的标记。这种基因的突变会导致亚历山大病，这是一种中枢神经系统星形胶质细胞的罕见疾病。选择性剪接导致多个转录变异编码不同的异构体。

产品性质

别名	FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; Rapamycin target protein; kinase mTOR;
SwissProt ID	P42345
基因 ID	2475
免疫原	A synthesized peptide derived from human Phospho-mTOR (S2448)
缓冲液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
分子量	289kDa
克隆类型	polyclonal Antibody
亚型	IgG1
宿主	Rabbit
物种反应	Human,Mouse,Pig
纯化方式	Affinity Purified


应用

稀释比 WB: 1/2000-5000 ICC: 1/200 IHC: 1/50-300



Western blot analysis of Phospho-mTOR (S2448) expression in HEK293 cell lysate.

IHC analysis of paraffin-embedded human breast cancer, using
Phospho-mTOR (S2448) Antibody.



运输与保存方法

冰袋运输。-20°C保存，1年有效期。

注意事项

1. 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途！