

CD3 epsilon Rabbit pAb

产品信息

产品名称	产品编号	规格
CD3 alpha Rabbit pAb	30036ES50	50 μ L
	30036ES60	100 μ L

产品描述


该基因编码的蛋白质是 CD3-epsilon 多肽，与 CD3-gamma、-delta 和-zeta，以及 t 细胞受体 alpha /beta 和 gamma/delta 异二聚体一起形成 t 细胞受体- cd3 复合体。该复合物在抗原识别与细胞内信号转导途径的耦合中起着重要作用。编码 epsilon、gamma 和 delta 多肽的基因位于 11 号染色体上的同一簇中。多肽在 t 细胞发育中起着至关重要的作用。这种基因的缺陷会导致免疫缺陷。这种基因也与女性易患 I 型糖尿病有关。

产品性质


别名	T3E; TCRE; IMD18; CD3E;
SwissProt ID	P07766
基因 ID	916
免疫原	A synthesized peptide derived from human CD3 epsilon
缓冲液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
分子量	23kDa
克隆类型	Polyclonal Antibody
亚型	IgG
宿主	Rabbit
物种反应	Human
纯化方式	Affinity Purified

应用

稀释比 WB: 1/500-1/2000 IHC: 1/50-1/200 IP: 1/30 FC: 1/100



Western blot analysis of CD3 epsilon expression in Jurkat cell lysate



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer, using CD3 epsilon Antibody.

运输与保存方法

冰袋运输。-20°C保存，1年有效期。

注意事项

1. 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途！