

CD31 Mouse mAb

产品信息

产品名称	产品编号	规格
CD31 Mouse mAb	30038ES50	50 μ L
	30038ES60	100 μ L

产品描述


该基因编码的蛋白质存在于血小板、单核细胞、中性粒细胞和某些类型的 t 细胞的表面，并构成了内皮细胞细胞间连接的很大一部分。该编码蛋白是免疫球蛋白超家族的成员，可能参与白细胞迁移、血管生成和整合素激活。

产品性质

别名	Cd31;Pecam;C85791;PECAM-1.
SwissProt ID	P16284
基因 ID	5175
免疫原	Purified recombinant human CD31 protein fragments expressed in E.coli.
缓冲液	Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide, pH 7.3.
分子量	130kDa
克隆类型	Monoclonal Antibody
亚型	IgG1
宿主	Mouse
物种反应	Human
纯化方式	Affinity Purified


应用

稀释比 WB: 1/1000 IHC: 1/200



Western blot detection of CD31 in THP-1 cell lysate using CD31 mouse mAb (1:1000 diluted). Predicted band size: 130KDa. Observed band size: 130KDa.

Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsils using CD31/PECAM-1 Mouse mAb.



运输与保存方法

冰袋运输。-20°C保存，1年有效期。

注意事项

1. 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途！