

## BCL2 Mouse mAb

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
BCL2 Mouse mAb	30046ES50	50 $\mu$ L
	30046ES60	100 $\mu$ L

### 产品描述

该基因编码一种完整的线粒体外膜蛋白，可以阻止一些细胞凋亡死亡，如淋巴细胞。 BCL2 的组成性表达，如 BCL2 易位于 Ig 重链位点，被认为是滤泡性淋巴瘤的原因。 选择性剪接导致多种转录变体。


### 产品性质

别名	Apoptosis regulator Bcl 2, Bcl 2, B cell leukemia/lymphoma 2
SwissProt ID	P10415
基因 ID	596
免疫原	Synthetic Peptide of Bcl-2
缓冲液	Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide, pH 7.3.
分子量	Observed MW (kDa):26
克隆类型	Monoclonal Antibody
亚型	IgG1
宿主	Mouse
物种反应	Human,Chicken
纯化方式	Affinity Purified


### 应用

稀释比 WB: 1/1000-2000 IHC: 1/200 ICC: 1/50-200

Western Blot analysis of HeLa, diluted at 1:1000




Western Blot analysis of chicken cell lysis using Antibody  
diluted at 1:1000



chicken cell lysis

IHC staining of Human tonsil tissue paraffin-embedded, diluted  
at 1:200.



## 运输与保存方法

冰袋运输。-20°C保存，1年有效期。

## 注意事项

1. 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途！