

Beclin 1 Mouse mAb

产品信息

产品名称	产品编号	规格
BCL2 Mouse mAb	30047ES50	50 μ L
	30047ES60	100 μ L

产品描述


该基因编码一种调节自噬的蛋白质，自噬是一种由饥饿引起的分解代谢过程。编码的蛋白质是磷脂酰肌醇-3 激酶(PI3K)复合物的组成部分，该复合物介导囊泡运输过程。该蛋白被认为在多种细胞过程中发挥作用，包括肿瘤发生、神经退行性变和凋亡。选择性剪接导致多种转录变体。

产品性质

别名	BECN1
SwissProt ID	Q14457
基因 ID	8678
免疫原	Purified recombinant human Beclin 1 protein fragments expressed in E.coli.
缓冲液	Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide, pH 7.3.
分子量	55kDa
克隆类型	Monoclonal Antibody
亚型	IgG1
宿主	Mouse
物种反应	Human,Mouse,Rat,Monkey,Hamster
纯化方式	Affinity Purified

应用

稀释比 WB: 1/1000-2000 IHC: 1/200 ICC: 1/50-200



Western blot detection of Beclin 1 in HeLa, 3T3, C6, COS7, CHO-K1, Rat brain and Jurkat celllysates using Beclin 1 mouse mAb (1:1000 diluted). Predicted band size: 52kDa. Observed band size: 55kDa.

运输与保存方法

冰袋运输。-20°C保存，1年有效期。

注意事项

1. 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途！