

Cytokeratin 18 Mouse mAb

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Cytokeratin 18 Mouse mAb	30057ES50	50 μ L
	30057ES60	100 μ L

产品描述


KRT18 编码 I 型中间丝链角蛋白 18。角蛋白 18 及其丝状伴侣角蛋白 8 可能是中间丝基因家族中最常见的成员。它们在身体的单层上皮组织中表达。该基因的突变与隐源性肝硬化有关。已经为该基因发现了两个编码相同蛋白质的转录本变体。

产品性质

别名	K18;CYK18.
SwissProt ID	P05783
基因 ID	3875
免疫原	Purified recombinant human Keratin 18 protein fragments expressed in E.coli
缓冲液	Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide, pH 7.3.
分子量	46kDa
克隆类型	Monoclonal Antibody
亚型	IgG2a
宿主	Mouse
物种反应	Human,Monkey
纯化方式	Affinity Purified


应用

稀释比 WB: 1/2000 ICC: 1/800



Western blot detection of Keratin 18 in HeLa, COS7 and 293T cell lysates using Keratin 18 mouse mAb (1:2000 diluted).

Predicted band size: 46kDa. Observed band size: 46kDa.



Immunocytochemistry staining of HeLa cells fixed by anhydrous methanol for 2 h at room temperature and using anti Keratin 18 mouse mAb (dilution 1:800).

运输与保存方法

冰袋运输。-20°C保存，1年有效期。

注意事项

1. 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途！