

Transferrin Mouse mAb

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Transferrin Mouse mAb	30001ES50	50μl
	30001ES60	100μl

产品描述


该基因编码一个分子量约为 76.5 kDa 的糖蛋白。它被认为是一个古老的基因复制事件的结果，该事件导致产生了同源的 C 端和 n 端结构域，每个结构域结合一个三价铁离子。该蛋白的功能是将铁从肠、网状内皮系统和肝实质细胞运输到体内所有增殖细胞。该蛋白也可能具有粒细胞/花粉结合蛋白 (GPBP) 的生理作用，参与从血清中清除某些有机物和过敏原。

产品性质

别名	Apotransferrin, beta 1 metal binding globulin, serotransferrin, TF;
SwissProt ID	P02787
基因 ID	7018
免疫原	Purified recombinant protein expressed in E.coli.
缓冲液	Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide, pH 7.3.
分子量	77kDa
克隆类型	Monoclonal Antibody
亚型	IgG1
宿主	Mouse
物种反应	Human
纯化方式	Affinity Purified

应用

Dilution Ratio WB: 1/1000-2000 IHC: 1/100-200 ELISA 1/10000-50000



Western blot analysis of Human Serum with Transferrin Mouse mAb diluted at 1:2,000.

运输与保存方法

冰袋运输。-20°C 保存，1 年有效期。

注意事项

1. 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作
3. 本产品仅作科研用途！