

恒温混匀仪 A13 模块

产品信息

产品名称	产品编号	规格	价格
恒温混匀仪 A13 模块	80455ES03	个	1,200

产品描述

恒温混匀仪 A13 模块为 80440ES03 和 80441ES03 恒温混匀仪配件，该模块为 6×50 mL，需配合 80457ES03 高盖一起使用。



运输与保存方法

常温运输，室温保存。

注意事项

- 1) 易碎品，使用时注意破碎，避免误伤；
- 2) 运输过程，注意轻拿轻放。

HB20220628