

## 8 联磁棒套

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
8 联磁棒套	83662ES71	2 个/包, 240 包/箱

### 材质

采用进口高品质聚丙烯材料。

### 运输和保存方法

常温运输, 室温储存, 有效期 3 年。

### 产品特点

1. 采用薄壁设计, 加热性更好。
2. 平整度优良, 透明度高。
3. 严格控制磁棒与磁棒套的配合插拔力。
4. 在提取核酸实验中, 保护磁棒和液体分离, 延长磁棒使用寿命。
5. 应用领域: 基因组学, 分子生物学, 医学和基因组研究等。
6. 不含 RNA 酶、DNA 酶, 无热源。

### 注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并带一次性手套操作!
2. 本产品仅作科研用途!