

HB211223

100mm 细胞培养皿

产品信息

产品名称	货号	产品原编号	规格
100mm 细胞培养皿	84003ES03	PYM-100-D-S-01	10 个/袋
100mm 细胞培养皿	84003ES30	PYM-100-D-S-10	10 个/袋, 30 袋/箱

英文名

100mm Cell Culture Dish

材质

采用高透明聚苯乙烯制造,等离子处理

运输和保存方法

常温运输, 室温储存, 有效期 3 年

产品特点

- PA\PE 复合膜包装, 为产品提供双重保险
- 设计有叠放定位环, 易于叠放
- 底面平坦透明, 显微镜下不会光学扭曲变形
- 皿盖通气栅设计, 确保气体交换
- 电子束灭菌
- 无热原, 无内毒素

注意事项

- 1.建议储存在无菌环境下!
- 2.佩戴手套拿取!
- 3.仅供科研使用!