

HB211223

6 孔细胞培养板

产品信息

产品名称	货号	产品原编号	规格
6 孔细胞培养板	84011ES03	PYB-06-D-S-01	1 个/袋
6 孔细胞培养板	84011ES50	PYB-06-D-S-10	1 个/袋, 50 袋/箱

英文名

Cell Culture Plate – 6 Wells

材质

采用高透明聚苯乙烯制造

运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年

产品特点

- 板侧齿状设计，易于拿取
- 等离子处理，贴壁效果更好
- 板盖切角设计并带有冷凝环减少污染机会
- 平底培养板，可用于大部分的细胞培养，便于镜下观测、有明确的底面积、细胞培养液面高度相对一致，还便于 MTT 检测
- 每孔均编码标识，便于质量追溯
- 电子束灭菌
- 无热原，无内毒素

注意事项

1. 建议储存在无菌环境下！
2. 佩戴手套拿取！
3. 仅供科研使用！