

HB211223

## 24 孔细胞培养板

### 产品信息

产品名称	货号	产品原编号	规格
24 孔细胞培养板	84013ES03	PYB-24-D-S-01	1 个/袋
24 孔细胞培养板	84013ES50	PYB-24-D-S-10	1 个/袋, 50 袋/箱

### 英文名

Cell Culture Plate – 24Wells

### 材质

采用高透明聚苯乙烯制造

### 运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年

### 产品特点

- 板侧齿状设计，易于拿取
- 等离子处理，贴壁效果更好
- 板盖切角设计并带有冷凝环减少污染机会
- 平底培养板，可用于大部分的细胞培养，便于镜下观测、有明确的底面积、细胞培养液面高度相对一致，还便于 MTT 检测
- 每孔均编码标识，便于质量追溯
- 电子束灭菌
- 无热原，无内毒素

### 注意事项

- 1.建议储存在无菌环境下！
- 2.佩戴手套拿取！
- 3.仅供科研使用！