

HB211223

## 细胞培养瓶, 75cm<sup>2</sup>, 透气盖

### 产品信息

产品名称	货号	产品原编号	规格
细胞培养瓶,75cm <sup>2</sup> , 透气盖	84022ES03	PYP-75-D-S-01	5 个/袋
细胞培养瓶,75cm <sup>2</sup> , 透气盖	84022ES17	PYP-75-D-S-10	5 个/袋, 18 袋/箱

### 英文名

Cell Culture Flask, 75cm<sup>2</sup>, Breathable Cover

### 材质

采用高清晰度聚苯乙烯制造

### 运输和保存方法

常温运输, 室温储存, 有效期 3 年

### 产品特点

- 无菌自封袋包装, 经等离子处理
- 堆叠设计不易滑落, 易于叠放
- 产品采用透气盖, 利于无菌气体交换
- 无热原, 无内毒素
- 斜颈、三角瓶肩设计, 便于操作
- 侧面有清晰刻度和标识区

### 注意事项

1. 建议储存在无菌环境下!
2. 佩戴手套拿取!
3. 仅供科研使用!