

10 × Blue Buffer

产品信息

产品名称	产品编号	规格
	15461ES03	1 mL
10 × Blue Buffer	15461ES08	5 mL
	15461ES50	50 mL

产品描述

T4 DNA Polymerase 在模板以及引物存在的条件下, 沿 5' -3' 方向催化合成 DNA, T4 DNA Polymerase 具有 3'→5'外切酶活性, 但不具有 5'→3'外切酶活性。

10 × Blue Buffer 可适用于所有需要 T4 DNA Polymerase 催化的反应, 确保酶的最佳活性。

产品组分

组分编号	组分名称	产品编号/规格		
		15461ES03	15461ES08	15461ES50
15461	10 × Blue Buffer	1 mL	5 mL	50 mL

运输与保存方法

冰袋运输。-20°C 储存, 有效期 1 年。

注意事项

- 1) 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2) 本产品仅作科研用途!