

## 10×DNA Polymerase I Reaction Buffer

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
	15462ES03	1 mL
10×DNA Polymerase I Reaction Buffer	15462ES08	5 mL
	15462ES50	50 mL

### 产品描述

DNA Polymerase I 在模板和引物 (DNA 或 RNA) 存在的条件下,以 dNTP 作底物,沿 5'→3'方向合成与模板互补的 DNA。

10×DNA Polymerase I Reaction Buffer 可适用于所有需要 DNA Polymerase I 催化的反应,确保酶的最佳活性。

### 产品组分

组分编号	组分名称	产品编号/规格		
		15462ES03	15462ES08	15462ES50
15462	10×DNA Polymerase I Reaction Buffer	1 mL	5 mL	50 mL

### 运输与保存方法

干冰运输。-20°C 储存,有效期 2 年。

### 注意事项

- 1) 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2) 本产品仅作科研用途!