

10×T4 PNK Buffer

产品信息

| 产品名称 | 产品编号 | 规格 |
|------------------|-----------|-------|
| 10×T4 PNK Buffer | 15511ES03 | 1 mL |
| | 15511ES08 | 5 mL |
| | 15511ES50 | 50 mL |

产品描述

T4 Polynucleotide kinase 是一种多聚核苷酸 5'-羟基激酶，能够催化 ATP 的 γ -磷酸基团转移到寡核苷酸链（双链或单链 DNA 或者 RNA）的 5'-羟基末端以及 3'-单磷酸核苷上，并且该反应是可逆的。

10×T4 PNK Buffer 可适用于所有需要 T4 Polynucleotide kinase 催化的反应，确保酶的最佳活性。

产品组分

| 组分编号 | 组分名称 | 产品编号/规格 | | |
|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 15511ES03 | 15511ES08 | 15511ES50 |
| 15511 | 10×T4 PNK Buffer | 1 mL | 5 mL | 50 mL |

运输与保存方法

干冰运输。-20°C 储存，有效期 1 年。

注意事项

- 1) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2) 本产品仅作科研用途！