

10× *E. coli* DNA ligase Buffer

产品信息

产品名称	产品编号	规格
	15822ES03	1 mL
10× <i>E. coli</i> DNA ligase Buffer	15822ES08	5 mL
	15822ES50	50 mL

产品描述

E. coli DNA ligase 可以催化相邻 DNA 链的 5'-PO₄ 末端与 3'-OH 末端形成磷酸二酯键本酶，可以催化突出末端 DNA 之间的连接。

10× *E. coli* DNA ligase Buffer 可适用于所有需要 *E. coli* DNA ligase 催化的反应，确保酶的最佳活性。

产品组分

组分编号	组分名称	产品编号/规格		
		15822ES03	15822ES08	15822ES50
15822	10× <i>E. coli</i> DNA ligase Buffer	1 mL	5 mL	50 mL

运输与保存方法

冰袋运输。-20°C 储存，有效期 2 年。

注意事项

- 1) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2) 本产品仅作科研用途！