

QPCR 压敏封板膜（可穿刺），内附刮板

产品信息

产品名称	产品编号	规格
QPCR 压敏封板膜（可穿刺），内附刮板	83623ES60	100 个/盒

材质

采用进口高品质聚丙烯膜。

运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年。

产品特点

1. 初始粘性极低，对皮肤和手套无粘性，施压后粘性极强，方便实验操作，不影响光学分析。
2. 较高的光学清晰度，无自发荧光，适用于荧光定量 PCR 检测。
3. 粘合力强，密封性好，可有效防止样品蒸发，漏液与污染，且不与实验样品反应，实验结果更加准确，实验无残胶遗留。
4. 无菌，无 DNase、RNase、内毒素，PCR 抑制剂及热原等污染。

注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并带一次性手套操作！
2. 本产品仅作科研用途！